

# ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

**Metasys Medizintechnik GmbH**  
Florianstraße 3  
6063 Rum bei Innsbruck  
Österreich

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen  
*is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated*

Fertigungsstätte  
*Manufacturing plant*

**Metasys Produktion GmbH & Co. KG**  
Florianstraße 3  
6063 Rum bei Innsbruck  
Österreich

Beschreibung des Produktes  
(Details s. Anlage 1)  
*Description of product*  
(Details see Annex 1)

**Amalgam-Abscheider „ECO II“ / „ECO II +“**  
*Amalgam-Separator „ECO II“ / „ECO II +“*



Geprüft nach  
*Tested in accordance with*

**EN ISO 11143 : 2008-10**

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 14107501  
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3525 7391  
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-1146/07

Gültigkeit / *Validity*  
von / *from* 2020-01-22  
bis / *until* 2025-01-21



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2020-01-22

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

[www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)

[prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise  
*Please also pay attention to the information stated overleaf*

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2  
Annex 1, page 1 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 14107501

<b>Typbezeichnung:</b> <i>Type designation:</i>	„ECO II“ / „ECO II +“
<b>Klassifizierung:</b> <i>Classification:</i>	Typ 2: Sedimentation system
<b>Max. Wasserdurchfluss:</b> <i>Max. waterflow rate:</i>	1,0 l/min
<b>Höhe:</b> <i>Height:</i>	251,5 mm
<b>Durchmesser:</b> <i>Diameter:</i>	174,0 mm
<b>Wert der Effizienz:</b> <i>Value of efficiency:</i>	99,386 %



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2020-01-22

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 2  
Annex 1, page 2 of 2

**zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 14107501**

**Hinweis:**  
*Remark:*

**Der Austausch des Sammelbehälters nach den Angaben des Herstellers ist erforderlich (mindestens alle 10 bis 12 Monate).**  
*Change of the amalgam collector following to the instructions supplied by the manufacturer is necessary (every 10 to 12 months).*



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2020-01-22