


GREEN&CLEAN MB

METASYS



| | |
|----|--------------|
| DE | Achtung |
| EN | Warning |
| FR | Attention |
| IT | Attenzione |
| ES | Atención |
| PT | Atenção |
| NL | Waarschuwing |
| SV | Varning |
| FI | Varoitus |
| NO | Advarsel |
| DA | Advarsel |
| EL | Προσοχή |
| PL | Uwaga |
| CS | Varování |
| SK | Pozor |
| SL | Pozor |
| HR | Pozor |
| HU | Figyelem |
| ET | Hoiatus |
| LV | Uzmanību |
| LT | Atsargiai |
| RO | Atenție |



METASYS Medizintechnik GmbH

Florianstraße 3, 6063 Rum bei
Innsbruck, Austria
Tel.: +43 512 205420
info@metasys.com
www.metasys.com

UFI: T110-F095-Q00Q-S1X0

e180 ml

Produktidentifikatoren / product identifiers:

Laurylpyridinium chloride [104-74-5], Alkohol,
C10-16, ethoxlyliert, propoxlyliert / alcohol, C10-16,
ethoxylated, propoxylated [69227-22-1]

DE Praktischer Mundspülbecken-Bürstenreiniger auf Zitronensäure- und Enzymbasis. Löst Kalk- und Farbablagerungen und besitzt ausgezeichnete Eiweißlösekraft. Ideal geeignet für sämtliche Amalgamabscheider. GREEN&CLEAN MB ist phenol- und aldehydfrei und biologisch abbaubar. Anwendung: GREEN&CLEAN MB ist eine konzentrierte, gelbförmige Anwendungslösung und wird unverdünnt angewendet. Bürstenflasche einfach umdrehen, ohne diese zusätzlich zu drücken. Die austretende Menge reicht meist optimal aus, um die Speischale zu reinigen. **ACHTUNG:** Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLÜCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Zusammensetzung: quartäre Ammoniumverbindungen, Tenside, Enzyme

EN Practical cuspidor cleaner based on citric acid and enzymes. Dissolves lime and colour sediments. Excellent protein dissolving power. Ideal for all amalgam separators (defoaming agent). GREEN&CLEAN MB is phenol and aldehyde free and biodegradable. Application: GREEN&CLEAN MB is a concentrated gel application solution and is applied undiluted. Simply turn the brush bottle upside down without additional squeezing. The dispensed amount of gel is usually sufficient to optimally clean the cuspidor. **WARNING:** Harmful if swallowed. Causes serious eye irritation. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Composition: Quaternary ammonium compounds, tensides, enzymes

FR Nettoyant à brosse à base d'acide citrique et enzymatique pour le nettoyage du crachoir. GREEN&CLEAN MB enlève les dépôts calcaires et des colorants. Excellente solubilité des protéines. Idéal pour tous les séparateurs d'amalgame. GREEN&CLEAN MB est exempt de phénol et d'aldehyde et est biodégradable. Mode d'emploi: Le GREEN&CLEAN MB est une solution concentrée sous forme de gel qui s'utilise non diluée. Tourner le flacon, ne pas presser. La quantité qui s'écoule suffit pour un nettoyage parfait du crachoir. **ATTENTION:** Nocif en cas d'ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Composition: Ammoniums quaternaires, tensides, enzymes

IT Detergente agli enzimi per la spatucchiara in soluzione concentrata pronta per l'uso dalla consistenza gel. Non occorre diluire. Scioglie incrostazioni di calcare e residui di colori. Eccezionale dissoluzione delle proteine grazie alla componente enzimatica. Ideale per tutti i separatori d'amalgama. GREEN&CLEAN MB è privo di fenoli ed aldeidi e si distingue con un'ottima ecocompatibilità. Utilizzazione: GREEN&CLEAN MB è un gel concentrato, che è pronto all'uso. Semplicemente girare il flacone senza premerlo che fuoriesca la quantità necessaria per l'azione pulente della bacinella. **ATTENZIONE:** Nocivo se ingerito. Provoca grave irritazione oculare. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. IN CASO DI INGESTIONE: Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere. Composizione: Composti di ammonio quaternario, tensioattivi, enzimi

LOT



RD-54.158/01
2019-07

ES Práctico producto de limpieza para cepillos y lavabos de enjuague bucal a base de ácido cítrico y enzimas. Disuelve las incrustaciones de cal y pintura y tiene una buenisísima fuerza disolvente contra las proteínas. Ideal para todos los separadores de amalgama. GREEN&CLEAN MB no contiene fenoles ni aldehídos, y además es biodegradable. Modo de empleo: El GREEN&CLEAN MB es una solución concentrada en forma de gel que se utiliza sin diluir. Solo tiene que voltear el frasco; no lo presione de forma adicional. La mayoría de veces, la cantidad que salga volteando el frasco es más que suficiente para limpiar la escudilla para escupir. **ATENCIÓN:** Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación ocular grave. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. Composición: Compuestos cuaternarios de amonio, agente tensioactivo, enzimas

PT Detergente a base de ácido cítrico enzimático para a limpeza da cuspeira. GREEN&CLEAN MB dissolve os depósitos calcários, excelente solubilidade das proteínas devido as enzimas, favorece o funcionamento duradouro de instalações e separadores de amalgama. GREEN&CLEAN MB não contém fenol nem álcool e é biologicamente decomponível. Modo de usar: O GREEN&CLEAN MB é uma solução concentrada em forma de gel que se aplica sem diluição. Inverter simplesmente o frasco da escova, sem pressioná-lo adicionalmente. A quantidade derramada é geralmente suficiente e ideal para limpar a cuspeira. Virar o frasco, pressionar ligeiramente, limpar, a cuspeira está pronta. **ATENÇÃO:** Nocivo por ingestão. Provoca irritação ocular grave. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. EM CASO DE INGESTÃO: caso sintia indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENÉREOS/médico. Composição: Amónios quaternários, aditivos detergentes, enzimas

NL Praktische borstelreiniger voor spoelbak op basis van citroenzuur en enzymen. Lost kalk een kleuraftzettingen op en beschikt over een uitstekende kracht om witte op te lossen. Ideaal geschikt voor alle amalgamafschers. GREEN&CLEAN MB is vrij van fenol en aldehyde en biologisch afbreekbaar. Gebruik: GREEN&CLEAN MB is een geconcentreerde, gelvormige gebruikspolssing en wordt onverdund gebruikt. Borsteltjes eenvoudig omdraaien, zonder deze extra in te drukken. De uitlopende hoeveelheid is meestal voldoende, om de spittoon te reinigen. **WAARSCHUWING:** Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het innemen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Samenstelling: Quartaire ammoniumverbindingen, oppervlakte-actieve stoffen, enzymen

SV Praktiskt munspolbäckrennare på citronsyre och enzymbas. Löser kalk- och färgavlagningar och har utmärkt äggvitlösningskraft. Idealisk för samtliga amalgamavskjälare. GREEN&CLEAN MB är fenol- och aldehydfri och biologiskt nedbrytbar. Användningsrekommendation: GREEN&CLEAN MB är en koncentrerad gelösnings för applicering som ska appliceras ospadd. Vrid flaskan utan att trycka ihop den. Mängden som kommer ut räcker gott och väl för att rengöra spottkoppen. **VARNING:** Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarigt ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oätbart för barn. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Sammansättning: Kvartära ammoniumföreningar, tensider, enzymer

FI Entsykejyvä ja sitruunahappoa sisältävä pesuaine huuhelutuallealle. Irrottaa kalkkikertymät ja värijätymät sekä liuottaa pusu proteiinit. Ihanteellinen tuote amalgamirottelijoille ja ilma-vesi-separaatoreille. GREEN&CLEAN MB ei sisällä fenoleja eikä aldehydyjä ja se on biologisesti hajotava. Käyttö: GREEN&CLEAN MB on tiivistetty geeli ja se annostellaan laimentamattomana.

Kännää harjapullo ylösalaisin ilman ylimääräistä puristamista. Annostelu määrä geeliä riittää yleensä syllykypin puhdistukseen. **VAROITUS:** Haitallista nieltynä. Arsyttää voimakkaasti silmiä. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketki. Säilytä lasten ulottumattomissa. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/ios ilmenee pahoivointia. Vaikuttavat aineet: Kvaternääriset ammoniumyhdisteet, entsyymit, pintakäsittelyaineet

NO Praktisk munnspljebekken-børsterengjrer basert på sitronsyre og enzymer. Løser opp kalk- og fargebelegg og har utmerkede egenskaper for oppløsning av egghvite. Ideell for alle samtlige amalgamkuttere. GREEN&CLEAN MB er fenol- og aldehydfritt og biologisk nedbrytbar. Bruk: GREEN&CLEAN MB er en konsentrert, geleignende bruksløsning og påføres uførtynnet. Snu børsteflasken uten å trykke den. Mengden som kommer ut er i regel optimal for å rengjøre spytbakken. **ADVARSEL:** Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyerrittasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevarer ufjlgengelig for barn. Ved svelging: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Sammensetting: Kvartære ammoniumforbindelser, tensider, enzymer

DA Praktisk børstetdispenser baseret på citronsyre og enzymer til optimal rengjring af spytbakke. Opløser kalk- og farveaflejinger fremragende proteinopløsende effekt med enzymer. Ideelt produkt til alle amalgamseparatorer (skumdæmpende middel). GREEN&CLEAN MB er fenol- og aldehydfri og biologisk nedbrydelig. Ansgning: GREEN&CLEAN MB er en koncentreret gelformet anvendelsesopløsning og anvendes uførtynnet. Man drejer blot børsteflasken uden at trykke på den. Den udløbende mængde er som regel optimal til rengjring af spytbakken. **ADVARSEL:** Farlig ved indtagelse. Forsåger alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevarer ufølgengeligt for børn. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge. Sammensætning: Kvaternære ammoniumforbindelser, tensider, enzymer

EL Πρακτικό καθαριστικό με βουρσάκι για το πτελοδοχείο, σε βάση κίτρικού οξέος και ενζύμων. Διαλύει άαατα και χρωματικά υπολείμματα και διαθétει εθάρητική πρωτεϊνολυτική δράση. Ιδανικό για όλους τους διαχωριστές amalgάματος. Το GREEN&CLEAN MB δεν περιέχει φαινόλες ούτε αλδεύδες και είναι βιοδιασπώμενο. Χρήση: Το GREEN&CLEAN MB είναι ένα συμπυκνωμένο, έτοιμο προς χρήση διάλυμα τύπου γέλης και χρησιμοποιείται χωρίς αραιώση. Αναποδογυρίζετε απλάς τη φιάλη με βούρσα, χωρίς να την πιέζετε επιπρόσθετα. Η εξεργόμενη ποσότητα είναι συνήθως άρκητή για τον καθαρισμό του πτελοδοχείου. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Επιβαρúζει σε περιττώση κατάποσης. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Εάν ζηήσετε ιατρική συμβούλη, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακρία από παιδιά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΗΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό εάν αισθανθείτε άδύαεστια. Σύσταση: τεταρτοταγείς ενζύμεις αμμωνίου, επιφανειοδραστικά, ένζυμα

PL Praktyczny środek do czyszczenia miski spłuwaczi i zrzebotek na bazie kwasu cytrynowego i enzymów. Likwiduje osady wapnia i przebarwienia oraz doskonale usuwa białka. Idealnie nadaje się do wszelkich separatorów amalgamatu. GREEN&CLEAN MB nie zawiera fenolu oraz aldehydu i ulega biodegradacji. Stosowanie: GREEN&CLEAN MB jest skoncentrowanym roztworem użytkowym o konsystencji żelu do stosowania w postaci nierozcieńczonej. Butelkę z pedzlem odwrócić do góry dnem, nie naciskać. Wypływająca ilość roztworu wystarczy optymalnie do wyczyszczenia spłuwaczi.

UWAGA: Działaa skodliwie po połknięciu. Działaa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem. Skład:

pozornose zväzky amonu, šrodky povierchnozno czynne, enzymy

CS Praktický čistící na čistění misek na vylučování úst kartáčem na bázi kyseliny citrónové a enzymů. Rozpuští vápené a barevné usazeniny a má vynikající schopnost rozpouštět bílkoviny. Ideálně vhodný pro všechny odlučovací alagamy. GREEN&CLEAN MB neobsahuje aldehydy a fenoly a je biologicky odbouratelný. Použití: GREEN&CLEAN MB je koncentrovaný gelový roztok, který se aplikuje v neředěné formě. Láhev stáči jednoduše otočit, aniž byste ji museli mackat. Vystupující množství většinou zcela stačí na vyčištění plávkiva. **VAROVÁNÍ:** Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. **PRI POZITÍ:** Necitíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STREDISKO/lékaře. Složení: kvartérní sloučeniny amonia, tenzidy, enzymy

SK Praktický čistící umývadiel na vylučovanie úst a kefiek na báze kyseliny citrónovej a enzymov. Rozpušťa usadeniny vápna a farieb a má vynikajúcu bieliacu silu. Ideálne prispôsobený pre všetky amalgamové separátory. GREEN&CLEAN MB neobsahuje fenoly a aldehydy a je biologicky odbúrateľný. Použitie: GREEN&CLEAN MB je koncentrovaný gél a používa sa neriedený. Jednoducho otočíte fľaštičku s kefkou hore dnom bez ďalšieho stlačenia. Takto získané množstvo gélu je zvyčajne dostatočné pre optimálne čistenie pluvádky. Bezpečnostné odporúčenia: Držte mimo dosahu detí. Pri kontakte s očami dôkladne vypláchnite prúdom tečúcej vody a konzultujte s lekárom. **POZOR:** Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. **PO POZITÍ:** Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lékařa. Zloženie: kvartérne amonióve zlúčeniny, tenzidy, enzymy.

SL Praktično čistilno sredstvo za pljavalnike in ščetke na osnovi citrónske kisline in encimov. Odstrani odlaganje kalcija in barve ter izvrsno raztopi beljakovine. Primerno za vse separatorje amalgama. GREEN&CLEAN MB ne vsebuje fenola in aldehida in je biološko razgradljiv. Uporaba: GREEN&CLEAN MB je koncentrirana raztopina, ki tvori gel in se uporablja v nerazredeni obliki. Stekleničko s krátko enostavno obrnite, ne da bi jo pritiskali. Iztekajoča količina je običajno optimalna za čiščenje pljavalnika. **POZOR:** Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hudo draženje oči. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvođa. Hraniti zunaj dosega otrok. **PRI ZAUŽITJU:** Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZAŠTUPITVE/zdravnika. Sestava: Kvartarne amonijeve spojine, tenzidi, encimi.

HR Praktična četkica za čišćenje usne šupljine na osnovi limunske kiseline i enzima. Otapa naslage kalcemca i boje i posjeduje izvrsnu moc otapanja bjelancjevina. Idealno prikladno za sve separatore od amalgama. GREEN&CLEAN MB je bez fenola i aldehida i biološki je razgradiv. Primjena: GREEN&CLEAN MB koncentrirana je želatinozna otopina koja se rabi nerazrijeđena. Bočicu jednostavno okrenite i pritom je ne pritišćite. Količina koja pritom isciri uglavnom je optimalno dostatna za čišćenje usne šupljine. **POZOR:** Štetno ako se proguta. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. **AKO SE PROGUTA:** u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. Sastav: Amonijevi spojevi, tenzidi, enzimi

HU Praktikus, kefével ellátott, enzim- és citromsav bázisú kőpócsésé tisztító. Oldja a mészlerakódásokat és az elszineződéseket, kiváló fehérítőoldé-képességgel rendelkezik. Ideálisan használható bármely amalgámszeparátorhoz. GREEN&CLEAN MB fenol- és aldehidmentes, biológiailag lebomló. Alkalmazás: A GREEN&CLEAN MB egy koncentrát, gel formájú oldat és hígítás nélkül használható. A kefés palackot egyszerűen forgassa meg anélkül, hogy megnömná. A kilépő mennyiség többnyire optimálisan elegendő a fogászati

kőpócsésé tisztítására. **FIGYELEM:** Nyelvvel ártalmas. Súlyos szemirritációt okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartása kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. **LENYELÉS ESETÉN:** Rosszullet esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. Összetétel: Négyes ammóniumkőcsésé, tenzidek, enzimek

ET Sidrunhappel ja ensüümideel põhinev süljekausi puhastusvahend. Lahustab kalkatkiiva ja värvsette ning on ülitugev vahend proteiinide vastu. Ideaalne vahend kõikide amalgaami separaatorite puhastamiseks. GREEN&CLEAN MB on fenooli- ja aldehüüdivaba ning bioloogiline vahend. Kasutamise: GREEN&CLEAN MB on kontsentreeritud geelilaadine kasutuslahus ja seda kasutatakse lahjendamata kujul. Lihtsalt pöora pudel ümber. Pole vajalik pudeli pigistamine. Väljavooyal kogus on tavaliselt piisav selleks, et puhastada süljekauss täielikult. **HOIATUS:** Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamata kohas. **ALLANEELAMISE KORRAL:** halva enesetunde korral võtta ühendust MURGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. Koostis: Kvaternäärse ammóniumi ühendid, ensüümid.

LV Praktisks līdzeklis splautuves tīrīšanai uz citrónskābes un enzīmu bāzes. Šķidrina kalka nogulsnes un pārkārojumas. Īpaši spēcīgi iedarbojas uz proteīniem. Ideāli piemērots darbā ar amalgamas separatoriem. GREEN&CLEAN MB nesatur fenolu un aldehīdus. Bioloģiski noārdās. Lietošana: GREEN&CLEAN MB ir koncentrēts, gēlveida lietošanas šķidrums, un to lieto neatšķaidītā veidā. Vienkārši apgrieziet pudelīti ar suku, to papildus nesaspiežot. Izplūstošais daudzums lielākoties ir optimāli pietiekams, lai notīrītu spļaujamtrauku. **UZMANĪBU:** Kaitīgs, ja norij. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. **NORĪŠANAS GADĪJUM:** Sazinieties ar SAINDEŠAN S INFORM CIJAS CENTRU/arstu, ja jums ir slihta pašsajūta. Sastāvs: Kvartārā amonija savienojumi, tensīdi, enzīmi

LT Spjaujyklės valiklis su enzimais, išleidžiamas koncentruoto gelio konsistencijos. Įsudeji įeinanti nedidelės koncentracijos natūrali citrinos rūgštis ištirpdo kalkines nuosėdas ir apsaugo nuo jų susidarymo. Specialus puojimoj stabdantis priedas užtikrina nepertraukiamą amalgamos separatorių veikimą. GREEN&CLEAN MB yra biologiskai suderinama medžiaga, į kurios sudėty neįjina fenoliai ir aldehidai. Naudojimas: GREEN&CLEAN MB yra koncentruotas gelis, kurio nereikia skiešti. Butelį su prisuktu špėčiu reikia tik apversti be papildomo spausdimo. Ištekėjusio gelio kiekio paprastai pakanka spjaujyklės išvalymui. **ATSARGIAI:** Kenksminga pranjus. Sukelia smarkų akių dirginimą. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinama vietoje. **PRARIJUS:** pasijutus blogai, skambinti Į APSINUODIJIMU KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. **Sudėty:** kvaternales amonio druskos, tenzidai, enzimai.

RO Curătoră practică tip perie pentru chiuvețuri pe bază de acid ascorbic și enzime. Dizolvă depunerile de calc și petele și posedă o putere de albire excelentă. Ideal adecvat pentru toate tipurile de amalgamatorare. GREEN&CLEAN MB nu conține fenol și aldehide și este biodegradabil. Utilizare: GREEN&CLEAN MB este o soluție concentrată, sub formă de gel și se utilizează nediluată. Rotiți pur și simplu butelia cu perie fără a o apăsa suplimentar. Cantitatea ieșită este suficientă de cele mai multe ori în mod optim, pentru a curăța scuipoatoarea. **ATENȚIE:** Nociv în caz de înghitire. Provocă o iritare gravă a ochilor. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemână copiilor. **IN CAZ DE ÎNGHITIRE:** Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic... dacă nu vă simțiți bine. Compoziție: compuși de amoniu cuaternar, agenți tensioactivi, enzime